



Scorpius

OPVOUWBAAR | COMPACT | VEELZIJDIG



De *Invacare*® **Scorpius** familie is speciaal ontworpen voor personen die een actief en onafhankelijk leven willen leiden zonder in te leveren op ruimte. Ideaal voor dagelijks gebruik, deze twee opvouwbare scooters zijn ook de perfecte reisgenoot voor diegenen die hun scooter naar het buitenland willen meenemen.

Eenvoudig opvouwbaar en verplaatsbaar

De **Scorpius** is compact genoeg om in een standaard kofferbak van een auto te passen of naar het buitenland mee te nemen. Deze scooter is ideaal voor mensen die voortdurend onderweg zijn.

Verkrijgbaar in 2 versies: de **Scorpius** kan handmatig worden opgevouwen in 3 eenvoudige stappen. De **Scorpius-A** vouwt automatisch op in minder dan 10 seconden met een simpele druk op de knop.



Compact

Beide ingeklapte modellen passen eenvoudig in de kofferbak van een auto. De indrukwekkend kleine voetafdruk in opgevouwen toestand betekent dat de scooters gemakkelijk in kleine ruimtes kunnen worden opgeslagen.



Goedgekeurd voor vliegreizen

Onafhankelijk zijn tijdens uw vakantie? Dat kan, want de **Scorpius** scooter voldoet aan de normen voor luchttransport. De 11,6 Ah lithium-ion accu weegt slechts 2,8 kg en voldoet aan de IATA- en FDS-normen.*

*Het wordt steeds aanbevolen om contact op te nemen met uw luchtvaartmaatschappij voordat u op reis gaat.



5

EXCLUSIEVE KENMERKEN

1 Compact opvouwbaar

- ▶ Moeiteloos opvouwen: ideaal voor transport en opslag
- ▶ **Scorpius** afmetingen opgevouwen = 750 (l) x 512 (b) x 540 (h) mm
- ▶ **Scorpius-A** afmetingen opgevouwen = 775 (l) x 512 (b) x 540 (h) mm

2 LED-aanraakpaneel

(Alleen bij **Scorpius A**)

- ▶ Intuïtief aanraakscherm
- ▶ Vouwt de **Scorpius-A** op in minder dan 10 seconden!
- ▶ Uitgerust met een antidiefstalapparaat

3 LED verlichting

- ▶ LED-verlichting voor en achter uitgerust met automatische remlichten

4 Accu goedgekeurd voor luchttransport

- ▶ Standaard 11,6 Ah lithium-ionbatterijen kunnen in vliegtuigen worden meegenomen
- ▶ Voldoet aan IATA- en FDS-normen

5 Duurzaamheid

- ▶ Met standaard 8 "PU-wielen is de Scorpius scooter geschikt voor verschillende soorten terreinen







Extra functies

- ▶ **Opbergzakken**
Optionele opbergzakken voor, achter en onder de stoel zijn verkrijgbaar, evenals een handige opberghoes
- ▶ **17,6Ah batterij**
Een grotere lithium-ionbatterij beschikbaar voor personen die langere afstanden willen afleggen (23 km)








Technische gegevens ▼

Raadpleeg de Invacare website voor meer informatie over dit product.


| |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|--|---|---|
| | Breedte rugleuning ▼ | Zitdiepte ▼ | Zitting naar vloerhoogte ▼ | Gevouwen afmetingen (L x W x H) ▼ | Totale breedte ▼ | Totale lengte ▼ |
| Scorpius | 419 mm | 340mm | 560mm | 780 x 512 x 540 mm | 512mm | 953 mm |
| Scorpius A | 419 mm | 340mm | 560mm | 775 x 512 x 540 mm | 512mm | 953 mm |

| |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|--|---|---|
| | Totale hoogte ▼ | Totale gewicht (incl. batterijen) ▼ | Max. gebruikersgewicht ▼ | Batterijcapaciteit ▼ | Draaicirkel ▼ | Max. beklimbaar obstakelhoogte* ▼ |
| Scorpius | 953 mm | 30 kg** | 115kg | 1 x 24V/11,6Ah | 1140mm | 50mm |
| Scorpius A | 953 mm | 30,8 kg*** | 115kg | 1 x 24V/11,6Ah | 1140mm | 50mm |

| |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| | Bodemspeling ▼ | Max. veiligheidshelling ▼ | Max. rijafstand ▼ | Max. rij snelheid ▼ | Motorcapaciteit ▼ |
| Scorpius | 43mm | 6° | 15 km**** | 8 km/u | 250W, 4600 r.p.m |
| Scorpius A | 43mm | 6° | 15 km**** | 8 km/u | 250W, 4600 r.p.m |

* Gemeten met aanloop
 ** Gewicht zonder batterijen: 27,2 kg
 *** Gewicht zonder batterijen: 28 kg
 **** Gemeten volgens ISO 7176-4:2008 met 8 km/u en 11,6 Ah accu. Actieradius kan variëren bij configuratie (afmeting accu, snelheid). Max. rijbereik 23 km met 17,6 Ah accu.

Framekleuren ▼



Wit

Rood

Bekleding ▼



Zwart

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
 nederland@invacare.com
 www.invacare.nl

Invacare B.V.
 Galvanistraat 14-3
 6716 AE Ede
 Nederland

